

レンズイメージ								
レンズ名称	Acriva Trinova アクリバトリノバ	Fine Vision ファインビジョン	LENTIS レンティス	MINIWELL ミニウェル	Pan Optics パンオプティクス	Symfony シンフォニー	Active Focus アクティブ フォーカス	Tecnis Multifocal テクニス マルチ (近方用のみ取扱)
タイプ	回折型（正弦波）	回折型	分節状屈折型	EDOF	回折型	回折 (エシェレット)	回折型	回折型
乱視矯正	可	可	可	可	可	可	可	不可
度数間隔	0.5	0.5	0.5 (乱視0.01)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
焦点	遠・中・近	遠・中・近	遠・近	遠～中	遠・中・近	遠～中	遠～中	遠・近
近方の焦点距離	40cm	30cm	40cm	70cm	40cm	66cm	50cm	30cm
優位な作業、 見え方	運転・PC・読書	運転・PC・読書	運転・読書	中間視を重視 夜間運転	運転・PC・読書	運転・スポーツ	運転・スポーツ	近方視重視
グレア・ハロー	少なめ	やや有	少なめ	ほぼ無し	やや有	やや少なめ	少なめ	有
読書	◎	◎	◎	○	○	△	△	◎
PC	◎	◎	○	○	◎	◎	○	○
ゴルフ	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	△
夜間運転	○	△	△	◎	△	○	○	△
生産国	オランダ	ベルギー	ドイツ	イタリア	アメリカ	アメリカ	アメリカ	アメリカ
メーカー	VSY Biotechnology	Physiol	Oculentis	SIFI Medtech	Alcon	AMO	Alcon	AMO

※この表はメーカーが公表している内容をもとに、当院でOPEを行った患者様の感想や、手術データを加味して作成した内容になります。

他院とは多少異なる点もございますので、あらかじめご了承の程よろしくお願いいたします。

※◎や○が付いている場合でも、個人により眼鏡が必要なケースもございます。